

17

## LINEA EBERLIN LAB

La cosmetica del futuro





## TECNOLOGIA D'AVANGUARDIA A LUNGO RILASCIO

Presentiamo 5 trattamenti con combinazioni di principi attivi altamente innovativi, potenti ed efficaci, adatti a tutti i tipi di pelle e a tutte le età. Sono un eccellente trattamento d'urto -in combinazione con una qualsiasi delle linee Eberlin- poiché hanno concentrazioni molto alte di principi attivi, offrendo risultati immediati e visibili in poche applicazioni. Per la formulazione di questa linea, abbiamo lavorato con esperti in incapsulamento degli ingredienti attivi e con una tecnologia di rilascio di nuova generazione che rilascia fino a 12 volte di più principio attivo nella struttura cosmetica di destinazione.

## AZIONE

Contiene principi attivi che idratano, rimpolpano le rughe, danno elasticità e trattengono l'umidità.

## MODO D'USO

Rompere con cura la fiala e inserire l'applicatore contagocce con tappo. Inumidire i polpastrelli e applicare sul viso tamponando per favorire l'assorbimento. Utilizzare entro 24 ore.

## INGREDIENTI

Aqua (Water), Propylene Glycol, Glycereth-26, Propanediol, Hyaluronic Acid, Sodium Hyaluronate, Pentylene Glycol, Mannitol, Phosphatidylcholine, Glycerin, Cholesterol, Polysorbate-80, Caprylhydroxamic Acid, Capryloyl Glycine, Disodium EDTA, Xanthan Gum, Sodium Chloride, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate



### PROFILO DELL'UTILIZZATORE

Pelli con rughe o disidratate

### CONTENUTO

15 x 2ml / 12 x 5ml

### RIFERIMENTO

EB01847 / EB01868

### SINERGIA

Tutte le Linee

Per scaricare i vademecum e i  
protocolli di lavoro completi,  
contattaci ad  
[info@meet-italy.com](mailto:info@meet-italy.com)